

NEU: Kurzgewindeverschluss mit Septen aus Silicon/ Alu

CHROMA GLOBE bietet als erster Hersteller 9mm Kurzgewindeverschlüsse mit montierten Septen aus Silicon/Alu → ungeschlitzt, oder als angeschlitzte „Pre-Cut“ Septen erhältlich!

- höchste analytische Reinheit
- hält extremen Temperaturen von -60°C bis +220°C stand
- ab Lager auch mit **angeschlitzten** (Pre-Cut) Septen mit "Y-Schlitz" erhältlich, bei denen das Trägermaterial "Silicon" in Y-Form als Penetrationshilfe durchgeschnitten wird, die Aluminium Kaschierung jedoch völlig unversehrt bleibt
- Aufgrund der Aluminium Kaschierung weisen unsere Septen eine ideale chemische Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Lösungsmitteln auf und sind daher die ideale Lösung zur Konservierung bestimmter, kostbarer Füllgüter

Anwendungsgebiete:

- empfohlen für die GC, HPLC
- zur Konservierung

Bestellinformationen		
Artikel	Bezeichnung	Abb.
SV 09 0913	9mm Kurzgewindeverschluss: PP-SK, transparent, m. Loch; Silicon weiß/ Aluminiumfolie silber, 50° shore A, 1,3mm	
SV 09 0952	9mm Kurzgewindeverschluss: PP-SK, schwarz, m. Loch; Silicon weiß/ Aluminiumfolie silber, 50° shore A, 1,3mm	
SV 09 0949	9mm Kurzgewindeverschluss: PP-SK, Silicon weiß/ Aluminiumfolie silber, 50° shore A, 1,3mm	
SV 09 0951	9mm Kurzgewindeverschluss: PP-SK, Silicon weiß/ Aluminiumfolie silber, 50° shore A, 1,3mm	
SV 09 0948	9mm Kurzgewindeverschluss: PP-SK, Silicon weiß/ Aluminiumfolie silber, 50° shore A, 1,3mm	
SV 09 0950	9mm Kurzgewindeverschluss: PP-SK, Silicon weiß/ Aluminiumfolie silber, 50° shore A, 1,3mm	

Bitte kontaktieren Sie hierzu unseren Customer Service unter:

CHROMA GLOBE GbR, Schneidhausen, 2, 52372 Kreuzau
Tel. +4924229041380, www.chroma-globe.de