



Chromatogramme GC/MS

11 mm Total Phthalat Freies Verschlussystem mit montiertem Aluminium Septum

CHROMA GLOBE bietet als erster Hersteller ein hochreines und komplett phthalat freies 11mm Verschlussystem für die GC/MS und LC/MS.

- Elastomer- und holgenfreies Septum
- Smartes Kappendesign
 - **Rollierung**: sicherer Halt für 0,1mm dünne Dichtscheiben aus Aluminium
 - **Falzung an Kappenseite**: für eine verbesserte Dichtigkeit
- Alternativ mit TPF O-Ring erhältlich
- Störpeak die auf Weichmacher zurückzuführen sind, können komplett ausgeschlossen werden
- Verpackt zu 100 Stk. in weichmacherfreien Glasvials

Anwendungsgebiete:

- Phthalat – Analytik
- Elastomer und Plastomer Analytik
- Analytik von fluorierten/ halogenierten organischen Verbindungen
- VOC (flüchtige organische Verbindungen)
- Analytik von Polymerisations – Katalysatoren
- Silicon und Silikat – Analytik



Bestellinformationen:

Artikelnummer: BV 11 0874

11mm TPF Verschluss: Aluminium Bördelkappe, farblos lackiert, mit Loch, Rollierung und integrierter Dichtlippenfalzung, Aluminium Septum, 0,1mm

Artikelnummer: BV 11 0979

11mm TPF Verschluss: Aluminium Bördelkappe, farblos lackiert, mit Loch, Rollierung, Aluminium Septum, 0,1mm (Abdichtung durch O-Ring)

CHROMA GLOBE GbR

Schneidhausen 2

52372 Kreuzau

Tel.: 0 24 22/ 90 41 38-0

Fax: 0 24 22/ 90 41 38-7

e-mail: service@chroma-globe.de

Homepage: www.chroma-globe.de