



## Probenflasche mit fest integriertem Mikroeinsatz (BaseBond)

### Mikrosampling Vials mit fest integriertem Einsatz CG-Bond

CG-Bond Mikroflaschen sind hochmoderne Mikrosampling Vials mit standsicherer Bodenform, die ohne den Einsatz von Adaptern sowohl im Autosampler, als auch auf dem Labortisch sicher hingestellt werden können.

Gekleidet im klassischen Autosampler-Design 32x11,6mm , können die CG-Bond Vials universell auf allen gängigen Autosamplern eingesetzt werden.

Sie kommen immer dann zum Einsatz, wenn **reduzierte Probenvolumen** zur Verfügung stehen, und diese möglichst **vollständig entnommen werden sollen**.



#### Bestellinformationen:

Artikel	Beschreibung	Nutz Vol. (ml)
KG 09 0682	Kurzgewindeflasche ND9, Klar, 1. hydrol. Klasse	0,3
KG 09 0683	Kurzgewindeflasche ND9, Braun, 1. hydrol. Klasse	0,3
RR 11 0680	Rollrandflasche ND11, Klar, 1. hydrol. Klasse	0,3
RR 11 0681	Rollrandflasche ND11, Braun, 1. hydrol. Klasse	0,3
SR 11 0683	Schnappingflasche ND11, Klar, 1. hydrol. Klasse	0,3
SR 11 0684	Schnappingflasche ND11, Braun, 1. hydrol. Klasse	0,3

#### **CHROMA GLOBE GbR**

Schneidhausen 2

52372 Kreuzau

Tel.: 0 24 22/ 90 41 38-0

Fax: 0 24 22/ 90 41 38-7

e-mail: [service@chroma-globe.de](mailto:service@chroma-globe.de)

Homepage: [www.chroma-globe.de](http://www.chroma-globe.de)