

TPFTM (Total Phthalat Frei)

CHROMA GLOBE



Chromatogramm GC/MS



11mm Total Phthalat Freies Verschlusssystem mit montiertem Aluminium Septum für die GC/MS und LC/MS

CHROMA GLOBE bietet als erster Hersteller ein komplett phthalat freies 11mm Verschlusssystem für die GC/MS und LC/MS.

Der stark steigende Einsatz von MS Detektoren mit sinkenden Nachweisgrenzen für Störpeak, sowie bestimmte spezielle Anwendungen verlangen neue und innovative Verschlusssysteme, durch die die Probenintegrität zu 100% gewährleistet wird!

- Elastomer- und holgenfreies Septum
- Störpeak die auf Weichmacher zurückzuführen sind, können komplett ausgeschlossen werden
- eine Nut in der Kappe sorgt für einen festen Halt der Scheibe
- Höchste Dichtigkeit durch einen weichmacherfreien O-Ring, der oberhalb der Aluminium Scheibe platziert ist
- Verpackt zu 100 Stk. in weichmacherfreien Glasvials
- **Empfohlen für GC/MS und LC/MS Anwendungen**

Anwendungsgebiete:

- Phthalat – Analytik
- Elastomer und Platomer Analytik
- Analytik von fluorierten/ halogenierten organischen Verbindungen
- VOC (flüchtige organische Verbindungen)
- Analytik von Polymerisations – Katalysatoren
- Silicon und Silikat – Analytik



Bestellinformationen:

Artikelnummer: BV 11 0979
11mm *TPF Verschluss*: Aluminium Bördelkappe, farblos lackiert, mit Loch u. Rollierung; Aluminium Septum, 0,1mm (TPF O-Ring)

CHROMA GLOBE GbR

Schneidhausen 2
52372 Kreuzau

Tel.: 0 24 22/ 90 41 38-0

Fax: 0 24 22/ 90 41 38-7

e-mail: service@chroma-globe.de

Homepage: www.chroma-globe.de